

アシスタントの皆様へ、導入によってチェアタイム楽になります

～ 回転リーミングコントラから非回転ファイリングコントラへ ～

今までの回転式根管治療法はファイル折り込み、破折危険を伴い長時間・複数回の劣悪な処置法でした。


そもそも**ファイルは上下拡大のための道具、リーマーは回転拡大の道具**であります。

そこで新開発されたのが「**ファイリングコントラ**」。なぜか今までに無かったコントラです。



※ファイルヘッド部は画像処理しております

ファイリング (filing) 牽引切削



使い方や製品詳細の動画UP中！




■ピストンコントラの特徴

- ①回転ではなく深浅0.65mmずつの高速ピストン運動拡大(圧着力200g 咬合圧比 1%以下)
- ②わずか20秒で拡大終了。**トルネード技法**で垂直・側方拡大+研磨が同時に終了。
- ③チェアタイムが圧倒的短縮。患者さんの苦痛やドクターの負担も軽減。
- ④ファイル破折、偏心拡大が構造上発生無しに。**不安のない安心安全な根管治療**が可能。
- ⑤高性能・高品質な理由はハンドメイド、そして安心なオールメイドインジャパン製品。

ここがスゴイ！

薬事承認わずか1カ月の画期的コントラ！	根治が格段に楽になり、背中・首・肩・腰への負担を軽減！
安全かつ高速でMax5,000回/分作動！	わずか5分で垂直拡大・側方拡大・同時に壁面研磨までが終了！
毎日使うものだから耐久性・動作性・静粛性にこだわり！	処置時間が短縮でき、安心&スピーディーな治療で近隣評価が向上！

【確かな性能でスピード治療】
【患者&ドクターの負担軽減】



患者さんの信頼アップ！
患者さん紹介からの来院数が激増！

ご注文&製品動画説明はこちら

キッツキモーションピストンコントラ

■ 詳しくは QRコードからYouTubeに製品説明動画配信中！実際の映像をご覧ください。

<説明動画コンテンツ> ※QR検索出来ない方は「YouTube ノイシュタットジャパン」で検索！



【序章】臨床トルネード技法（立体拡大と側壁研磨が一瞬で）（31秒）

①世界初、普通に誰もが使いこなせる根管ピストンコントラ（4分12秒）

②発想が違うピストンコントラ由来（1分5秒）

③パワフルなのに安全 ピストンコントラ（59秒）

④トルネード技法で立体拡大と同時に側壁研磨も出来る。（2分56秒）

⑤ゴムハンマー穴あけ。やればできました。（2分33秒）

YouTube ノイシュタット ジャパン



日本が誇るきめ細かい製造技術が集積され、表面はマルチコートメタル高級メッキ塗布が施され傷になりにくく優れた耐久性！そして何より嬉しい Made in Japan の2年間製品保証！



※当製品は国際特許、複数商標、意匠登録で厳格に知財保護されています。 ※医療機器認証番号：230ALBZX00028000



FAXご注文書

ご注文日： 年 月 日

050-3606-1922

<お届け先>

※FAXのみでのご注文受付となります

貴院名	フリガナ		
御担当者名	フリガナ	部署名	
お届け先	〒 - 都道府県 市区郡		
電話番号	FAX番号		
メールアドレス			
ご注文 ※送料無料	お支払方法 (レ点)	注文数	価格
	☐ 一括払い ※1		259,200円(税込)/台 ※限定1,000本 根管模型キット付
	☐ 分割払い(3回) ※2		86,400円/台×3回払い 合計259,200円(税込)/台 ※口座振替
	☐ 分割払い(5回) ※2		51,840円/台×5回払い 合計259,200円(税込)/台 ※口座振替

※1 【みずほ銀行 小岩支店 店番：594 普通 口座番号：1592531 ノイシュタットジャパン(株)】へご入金ください。

※2 商品と口座振替用紙を同梱させていただきます

ご注文の流れ	お客様	①本紙にてFAXご注文	④商品到着後、お支払い対応
	弊社	②ご注文内容の確認書をお客様へFAX → ③商品発送	

<個人情報の取扱について> ご注文の際にお預かりするお客様の個人情報は、ご注文の発送、代金の決済、郵送による弊社商品の案内、業務上必要な範囲内でのご連絡として利用させていただきます。お預かりするお客様の個人情報をご本人の了解なしに第三者に提供する事は致しません。

<お問合せ先> 商品・性能に関する質問等は YouTube 動画をご確認くださいませ。

ノイシュタットジャパン株式会社 〒272-0825 千葉県市川市須和田2-18-3

TEL：0120-961-092（受付時間：平日10時～17時 ※土日祝休）

注文No.

<FAX不要の場合> 不要チェック欄に「レ点」し、上記FAX番号を記載しFAX送付ください

☐ FAX不要

Ver.190108